

Date de la demande :
SERVICE DEMANDEUR :

MG Magasin Général
 LABO Laboratoire
 Phar Pharmacie
 Ana Local anatomopathologie

Date de préparation de la commande :
J4-ENR06 v2
FEUILLE DE DEMANDE DE MATERIEL
==>AU LABORATOIRE
(si matériel délivré par le laboratoire)
du lundi au vendredi de 8h à 16h
 A déposer ou envoi au : sec.laboratoire@ch-ab.fr

Aucun matériel ne sera délivré par le laboratoire en période de gardes, week-end , nuit, férié

Tubes sous vide UU ADULTES / sang		Couleur du bouchon	Vol ml	Unité de distribution	Quantité commandée*	Quantité délivrée*
MG	Tube Héparinate de Lithium	Vert foncé	4	1		
	Tube SEC + GEL	Jaune orangé	4	1		
	Tube Citrate (vide réduit)	Bleu	2,7	1		
	Tube EDTA	Violet	4	1		
	Tube SEC + activateur (BD Vacutainer)	Rouge	5	1		
	Tube Fluorure de Sodium/EDTA K3 (Glycémie)	Gris	4	1		
	Tube neutre (pour prélèvement avec ailettes)	Transparent	3	1		
Tubes sous vide UU PEDIATRIQUES / sang		Couleur du bouchon	Vol ml	Unité de distribution	Quantité commandée*	Quantité délivrée*
MG	Tube Héparinate de lithium vide de 2 ml	Vert transparent	2	1		
	Tube sec CAT (avec activateur)	Rouge transparent	2	1		
	Tube EDTA K2E	Violet transparent	2	1		
	Tube Citrate 9 NC 0,109M	Bleu translucide	1,8	1		
Tubes de prélèvement capillaire / sang Micro méthode		Couleur du bouchon	Vol ml	Unité de distribution	Quantité commandée*	Quantité délivrée*
MG	Microtainer PST LH Ambré	Vert	0,6	1		
	Microtainer K2 EDTA MAP	Mauve	0,5	1		
	Microtainer Fluorure de Na	Gris	0,6	1		
Tubes et flacons de recueil / urines		Couleur du bouchon	Vol ml	Unité de distribution	Quantité commandée*	Quantité délivrée*
MG	Tube pour chimie urinaire	Marron	6	1		
	Tube pour bactériologie urinaire (acide borique) ECBU-Legionelle-antigène pneumocoque	Kaki	4	1		
	Flacon de recueil urines (avec système de transfert)	Jaune	60	1		
	Pot de 3 L (urines de 24h) avec canule intégrée	Bouchon/canule jaune	3 L	1		
Flacons adultes/enfants				Unité de distribution	Quantité commandée*	Quantité délivrée*
MG	Pot aseptique transparent sans conservateur bouchon rouge 			1		
	Pot aseptique transparent stériles <u>emballage individuel</u> bouchon rouge (<u>réserve Bloc</u>) 			Carton		
	Pot à selles (avec spatule) 			1		
Prélèvements d'hémoculture adultes/enfants				Unité de distribution	Quantité commandée*	Quantité délivrée*
MG	Flacons pour hémocultures AEROBIE (Adulte) (FA bouchon vert) 			1		
	Flacons pour hémocultures ANAEROBIE (Adulte) (FAN bouchon orange) 			1		
	Flacons pour hémocultures AEROBIE (Réserve à la Pédiatrie) (FP bouchon jaune) 			1		
	Adaptateur pour prélèvement hémoculture (1 par ponction)			1		
	Réducteur pour prélèvement de tubes après hémoculture (1 par ponction)			1		

MATERIEL DIVERS		Unité de distribution	Quantité commandée*	Quantité délivrée*
MG	Sachets de transport incolore	Prél autre que bacterio	100	
	Sachets de transport rouges	Bilans Urgents	100	
	Sachets de transport verts	Bactériologie	100	
LABO	Pots pour recueil selles pour stéatorrhée / 3 jours		Par 3	
	Grands sachets pour transport de pots urines 24 h		à l'unité	
	Boîte de prélèvements Rouge norme ADR pour prélèvement hors Nesmond et IDE libérales		à l'unité	
	Boîte de prélèvements Verte norme ADR pour prélèvement PSY, Pédopsy, MAS		à l'unité	
	Boîte de prélèvements Bleue norme ADR pour prélèvement maisons de retraite		à l'unité	
	Boîte de prélèvements Orange norme ADR pour prélèvement Anider		à l'unité	
	Tubes Aprotinine (à garder à +4°C)		à l'unité	
	Tubes pour choc anaphylactique		kit	
	Tubes pour bilan Redox		kit	
	Tubes pour protocole quantiféron		kit	
MG	Bandelettes pour appareil Dextro		Voir catalogue MG	
Phar	Piqueurs pour Dextro, Corps de pompe, aiguilles, seringues gaz du Sang		Commande Copilote	
MG	Bandelettes urinaires		Voir catalogue MG	
Ana	Matériel, pots, bons, sachets anatomopathologie, formol		Voir local anapath.	
AUTRE MATERIEL : spécifier dénomination quantité				
MATERIEL POUR BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - MYCOLOGIE (délivré par le laboratoire)				
MATERIEL		Unité de distribution	Quantité commandée*	Réservé au MG/LABO
Tubes stériles pour ponctions lombaires bouchons jaune (en sachet de 4)		kit		
Ecouillons pour prélèvement bactériologique (bouchon rose) Ex : prélèvement vaginal, plaie,,		1		
Recherche de Chlamydiae Trachomatis / Gonocoque				
Prélèvements : vaginaux et endocervicaux, autoprélèvements vaginaux, pharyngés et rectaux Ecouillon et milieu de transport (kit spécifique de la technique PCR en cours)		kit		
Prélèvement urétral / conjonctival Milieu APTIMA unisex (tube blanc, écouvillon bleu)		kit		
Prélèvement urine (1er jet) Flacon de recueil urines (avec système de transfert) (pot couvercle jaune)		1		
Liquide péritonéal (<24h) pot sec bouchon rouge sperme (<24h) pot sec bouchon rouge ou réceptacle spéciale recueil de sperme		1		
Recherche de Mycoplasma hominis /Ureaplasma urealyticum				
Prélèvement: vaginal-endocol-urétral Kit UTM bouchon rouge		kit		
Mycoplasma genitalium				
Prélèvement: vaginal-endocol-urétral Milieu APTIMA unisex (tube blanc, écouvillon bleu) Utiliser un écouvillon sec fin pour urétral		kit		
Prélèvement liquide: urine- liquide péritonéal Flacon de recueil urines (avec système de transfert)//pot sec bouchon rouge		1		
Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydochila pneumoniae/ panel respiratoire (multiplex)				
Prélèvement nasal Kit UTM bouchon rouge		1		
Aspiration nasopharyngée, LBA et aspiration bronchique pot sec bouchon rouge		1		
Herpes				
Prélèvement: vaginal-endocol-urétral-vésicules et biopsie Kit UTM bouchon rouge		kit		
LCR kit de tubes stériles bouchons jaune // LBA pot sec bouchon rouge		kit/pot		
VRS / Grippe/ COVID				
Prélèvement naso-pharyngé Ecouvillon avec milieu viral de 3 ml		1		
Prélèvement mycologique				
Pot sec bouchon rouge		1		
Recherche autres virus				
Voir le manuel de prélèvement en ligne : site hopital: www.ch-bayeux.fr → onglet laboratoire				